

**前歯**  
CAD/CAM冠  
販売開始

# セラスマートレイヤー

## セラスマートに新しいカタチ

**保証期間**


技工指示書に記載されているセット日より2年間  
【支台歯形成のポイント】に準ずる支台歯形成であること  
接着性レジンセメント（ジーセム ONEneo/EM 推奨）  
にて装着をすること

**保証規定**

- 保証対象外となる症例
- ◆適用部位以外◆3/4冠など、クラウン以外の形成
  - ◆弊社にて、適切なマージン形態でないと判断した場合
  - ◆クリアランスの不足◆完成後のシェード変更◆仮着中の破折
  - ◆義歯の鈎歯となるもの◆咬合調整時など装着前の破損や紛失
  - ◆顕著なブラキサーと認められる場合



### 支台歯形成のポイント




ブロックサイズ


**注 意 点**

製作可能な歯冠長径および幅径が限られます

### Vita 社 クラシカルシェードガイド



### CAD/CAM 冠用材料の機能区分変更と CAD/CAM 冠の前歯への適応拡大について



機能区分	CAD/CAM冠用材料(II) セラスマートプライム	CAD/CAM冠用材料(III) セラスマート300	CAD/CAM冠用材料(IV) セラスマートレイヤー
適応部位	小白歯	大白歯	前歯
材料点数	254点	442点	576点
ブロックサイズ	—	—	歯冠長 14 mm
粒子径	—	—	最大 5μ以下
積層構造	—	—	歯冠を構成する色調の積層 (3層以上)
シールカラー	グリーン	ブルー	オレンジ

セラスマートレイヤー  
デンタル便でも発売開始



**デンタル便 24**  
POWERED BY BELL DENTAL LABORATORY, INC.  
<https://www.dentalbin24.net/>

**BELL** 歯科技工所  
ベルデンタルラボラトリー株式会社  
〒144-0051 東京都大田区西蒲田 1-6-15  
Dental Laboratory, inc TEL. 03-3751-7202 FAX. 03-3751-9015

ベルデンタルの  
様子がわかる。  
動画公開中

**FIS** 本製品の問い合わせ先  
有限会社 エフィス  
〒144-0051 東京都大田区西蒲田 1-6-15  
TEL. 03-3751-0360 FAX. 03-3751-0463